

Termostatowane blaty grzejne

Przedstawiamy Państwu wysokiej klasy urządzenia, których zadaniem jest utrzymanie zaprogramowanej i ustabilizowanej temperatury na powierzchniach roboczych.

TERMOSTATOWANY BLAT GRZEJNY typu TBG-991




Zastosowanie:

Stół zabiegowy dla małych zwierząt zapobiegający utracie temperatury ciała w czasie operacji. Urządzenie może być wykorzystane do inkubowania preparatów biologicznych znajdujących się na szkiełkach, płytkach, szalkach itp. Wykonany jest z polerowanej stali nierdzewnej, zapewniającej wysoką higienę pracy.

Dane techniczne

Zasilanie	230 V, 50 Hz
Pobór mocy	200 W
Cyfrowa nastawa i odczyt temperatury	
Zakres regulacji temperatury	od 5°C > temp. otocz. do 90°C
Dokładność nastawy	0,1°C
Dokładność regulacji	+/- 0,1°C
Wymiary	400 x 350 x 60 mm
Obszar gwarantowanej temperatury	250 x 250 mm
Masa	6 kg
Każdy blat grzejny posiada świadectwo walidacji temperatury – pomiary wykonywane są przyrządami z urzędową legalizacją	



JW ELECTRONIC

02-793 Warszawa
ul. Małej Łąki 15/21


TERMOSTATOWANY BLAT GRZEJNY typu TBG-993

Blat grzejny do inkubacji *in situ*, dla materiału biologicznego, lub chemicznego znajdującego się na szalkach lub płytkach.



Zasilanie	230 V, 50 Hz
Pobór mocy	230 W
Cyfrowa nastawa i odczyt temperatury	
Zakres regulacji temperatury	od 5°C > temp. otoczenia do 120°C
Dokładność nastawy	0,1°C
Dokładność regulacji	+/- 0,1°C
Wymiary blatu grzejnego	250 x 175 mm
Transparentna pokrywa pola grzejnego stabilizująca temperaturę i wilgotność ponad szkiełkami	
Wymiary gabarytowe	360 x 300 x 160 mm
Masa	8 kg
Każdy blat grzejny posiada świadectwo walidacji temperatury – pomiary wykonywane są przyrządami z urzędową legalizacją	

TERMOSTATOWANY BLAT GRZEJNY typu TBG-992



Urządzenie może być wykorzystywane m. in. do mineralizacji próbek gleby.
Zakres temperatury: do 200 °C; wymiary: 750 x 160 x 450 mm (szer. x wys. x gł.)

Firma JW ELECTRONIC
przyjmuje zlecenia na wykonanie blatów grzejnych
wg. założeń i wytycznych klienta

JW ELECTRONIC

02-793 Warszawa
ul. Małej Łąki 15/21

<http://www.jwelectronic.pl>
E-mail: biuro@jwelectronic.pl

Biuro: tel (22) 649-13-96 fax (22) 649-13-96
Zakład: tel (22) 649-22-54